

Stylos à insuline rechargeables

Tableau mis à jour le 03/03/2010

www.diamip.org

Firme	Stylo choisi	Graduation Nb d'unité maximum	Insulines compatibles	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables
LILLY N° Vert : 0800003636	HumaPen LUXURA HumaPen LUXURA HD	1 en 1 jusqu'à 60 unités ½ en ½ jusqu'à 30 unités	Cartouche 3ml Lilly Umuline NPH Rapide Profil 30 Humalog Humalog Mix 25 Humalog Mix 50	Facilité d'emploi, élégant et discret Grande souplesse de son piston Bonne visibilité de la dose dans la fenêtre de lecture	BD Microfine+ Aiguilles Kit Collecteur Nouveau Collecteur gratuit BD Microfine+ 5 x 0,25 8 x 0,25 12,7 x 0,33
OWEN- MUMFORD 0232518870	AUTOPEN (3ml) Autopen classic: 744055.8 (gris foncé) 744054.1 Transparent : Autopen Techno : 778150.3 Autopen Techno : 776198.9 Autopen Junior : 776197.2 Autopen Junior : 776196.6	2 en 2 * 1 en 1 * 2 en 2 * 1 en 1 * 2 en 2 * 1 en 1 *	Toutes les cartouches du laboratoire Lilly	Clic de sélection de dose audible Déclencheur surdimensionné possible C'est le mécanisme du stylo qui fait l'injection et non la pression du doigt sur un piston. Injection automatique et progressive de toute l'insuline par déclenchement	Ypsomed Penfines "click" 6 x 0,26 8 x 0,26 10 x 0,33 12 x 0,33 Novofine 6 x 0,25 8 x 0,30 12 x 0,36
	Autopen 24 : 785 103.7 Autopen 24 : 785 104.3	1 en 1 * 2 en 2 * *1/1 jusqu'à 21 u *2/2 jusqu'à 42 u	Uniquement compatibles avec des cartouches 3ml d'Aventis		
NOVO- NORDISK N° Vert : 0800803070	NOVOPEN 4 (3ml) Bleu marine : 7375074 Rouge : 7231168 Vert foncé : 7375080 Bleu : 7231174 Métal : 7231151 NOVOPEN Junior (3ml)	1 en 1 jusqu'à 70 unités ½ en ½	Cartouche 3 ml (Novo Penfill) LEVEMIR Insulatard NPH Actrapid NovoRapid NovoMix 30	Bonne visibilité de la fenêtre de lecture Clics de sélection de dose audibles Bouton injecteur souple et aisé Possibilité d'utiliser le Pen Mate (cache aiguille, disponible auprès du mécecin)	Omnican Mini 8 x 0,25 Fine 6 x 0,25 Fine 12 x 0,33 Unifine 6 x 0,25 8 x 0,25 12 x 0,33
				Clics de sélection de dose audibles Mémorisation du nombre d'heures écoulées depuis la dernière injection et du nombre d'unités injectées	
SANOFI AVENTIS N° Vert : 0800202303	ClikSTAR	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Cartouche ClikSTAR 3 ml LANTUS 3ml APIDRA	Ne pas mélanger la Lantus à une autre insuline – risque de précipitation Bouton d'injection souple Possibilité de différencier les insulines de manière tactile par toucher du piston (utile pour malvoyant).	BD Microfine+ Ypsomed Penfine Click