

# Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le 22/07/2010

[www.diamip.org](http://www.diamip.org)

Firme	Lecteur	Bandelettes ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation du lecteur Altitude (m)	Tps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µL)	logiciel	autopiqueur	Lancettes (diamètre)
LIFESCAN N° Vert : 0800459459	Ultra Easy	One Touch Ultra 100 / boîte	500 HD+	6 à 44°C 3000m	5	Aspiration / capillarité 1µL	OUI	One Touch V1.4	One Touch Ultra Soft 100 / boîte (0,40mn)
	One Touch Vita (no coding)	One Touch Ultra Vita 100 / boîte	350 HD+	6 à 44°C 3000m	5	Aspiration / capillarité 1µL	OUI	One Touch V1.4	
ABBOTT MEDISENSE N° Vert : 0800101156	Optium Xceed	Medisense Optium plus (mesure glycémie) 150 / boîte  (1) M optium β cétone (mesure acétone dans le sang) 8 / boîte (15€ <sup>1</sup> )	450 HD +	15 à 40°C 3200m	3	Aspiration et dépôt goutte 0,3 µL	OUI	Easy Touch	Medisense Thin Lancets 200 / boîte (0,36mn)
	Free Style Papillon Vision (no coding) !	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	400 HD+	5 à 40°C 3200m	3 à 5	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Easy Touch	
	Free Style Papillon Lite (no coding) !	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	400 HD+	5 à 40°C 3200m	3 à 5	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Easy Touch	
ROCHE N° Vert : 0800272693	Accu-check Performa	Accu-check Performa 50 / boîte	500 HD+	6 à 44°C 7000m	5	Capillarité 0,6µL	OUI	ACCU-CHECK MULTICLIX 6 lancettes intégrées dans un barillet	Barillet MULTICLIX 204 / boîte (0,30mn)
	Accu-check Performa Nano	Accu-check Performa 50 / boîte	500 HD+	6 à 44°C 7000m	5	Capillarité 0,6µL	OUI	ACCU-CHECK MULTICLIX (sites alternatifs)	Barillet MULTICLIX
BAYER N° Vert : 0800342238	CONTOUR TS (no coding)	CONTOUR TS 50 / boîte	250 HD+	5 à 45°C 3000m	8	Aspiration / capillarité 0,6µL	OUI	Microlet 2 (sites alternatifs)	Microlet lancets 200 / boîte (0,62mn)
	Ascensia BREEZE2 (no coding)	Gluco Disc2 50 / boîte	420 HD +	10 à 40°C 3000m	5	Aspiration / capillarité 1 µL	OUI		
	Ascensia BRIO	Ascensia EASYFILL 50 / boîte (Puce de calibration)	10 HD -	14 à 40°C 3000m	10	Dépôt goutte et capillarité 3 µL	NON		

! Information concernant les lecteurs de glycémie ne devant pas être utilisés chez les patients en dialyse péritonéale avec Extraneal®  
Voir [recommandations de l'Afsaps](#)

<sup>1</sup> Remboursement des boîtes de β cétone seulement pour : femmes enceintes, enfants (jusqu'à 18 ans), porteurs de pompe à insuline

# Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le 22/07/2010

[www.diamip.org](http://www.diamip.org)

Firme	Lecteur (coût patient)	Bandelettes ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation Altitude (m)	Tps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µl)	logiciel	autopiqueur	Lancettes (diamètre)
<b>MENARINI</b> N° Vert : 0800102602	<b>Glucifix MIO (no coding)</b>	Glucifix Sensor 50 / boîte	400 HD +	5 à 45°C	4s	capillarité 0,3 µL	OUI	Glucoject Dual (sites alternatifs)	GlucoJect Lancets 200 / boîte (0,315mm)
	<b>Glucifix ID</b>	Glucifix ID Sensor 50 / boîte	250 HD +		7s	capillarité 0,5 µL	OUI		
<b>DINNO-SANTE</b> N° Vert : 0800697598	<b>Kit Free test :</b> lecteur <b>Care Sens N</b>	Care Sens N  prêt gratuit sur 4 ans	250 HD+	10 à 40°	5s	Capillarité 0,5 µL	Oui	Auto Lancet Vitrex compact	Lancettes Vitrex - très fines (30G) - extra fines (32G)
	<b>PAM 2.0 :</b> lecteur <b>Care Sens N</b> + <b>Tensiomètre poignet (microlife)</b>								
	<b>DUO : Kit (2 lecteurs)</b> <b>Bionime DUO GM100</b>	Bandelettes Bionime DUO GS100	150 (10 derniers tests HD+)	10 à 40°	8s	Aspiration / capillarité 1,4 µL		GD500 Vibeless	Vitrex soft (30G)
<b>NOVALAB</b> 0146552929	<b>Twist (no coding) !</b>	True Result 50/boite	99 non HD	10 à 40°	5s	Capillarité 0,3 µL	NON	NON	NON
<b>ARKRAY</b> 0155030830	<b>Glucocard X-METER</b>	Glucocard X Sensor (codées)	360 HD+	10 à 40°	5s	Capillarité 0,3 µL		Multi Lancet Device	Multilet
<b>EVOLU PHARM</b> 0820207014	<b>One code Reflex</b>	One Code (code unique C11)	400 HD+	10 à 40°		Capillarité 0,7 µL	OUI	OUI (sites alternatifs)	30G
	<b>One Code New Test</b> <b>Lecteur Parlant</b>	One Code (code unique C11)	400 HD+	10 à 40°		Capillarité 0,7 µL	OUI	OUI (sites alternatifs)	30G
<b>AXIMED</b> 0472160101	<b>Senso Card Plus</b> <b>Lecteur Parlant</b> (code ACL: 4678667)	Senso Card 50 / boîte (puce de calibration) (code ACL : 4643396)	500 HD+	15 à 35°	5s	Capillarité 0,5 µL	OUI	Autolet Impression	Unilet Confort

**!** Information concernant les lecteurs de glycémie ne devant pas être utilisés chez les patients en dialyse péritonéale avec Extraneal®

Voir [recommandations de l'Afssaps](#)