



# Les stylos pré-remplis jetables

Tableau mis à jour le 12/10/2011

[www.diamip.org](http://www.diamip.org)

Firme	Stylo choisi et insuline pré-remplie	Graduation Nb d'unité maximum	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables L x Ø (mm)
<b>NOVO NORDISK</b> N° Vert : 0800 80 30 70	<b>FLEX PEN</b> NovoRapid FlexPen Insulatard FlexPen LEVEMIR Flexpen NovoMix 30 FlexPen NovoMix 50 FlexPen NovoMix 70 FlexPen	1 en 1 jusqu'à 60 unités	Clics de sélection très audibles, à la sélection de la dose et à l'injection de l'insuline Facile d'utilisation Bouton poussoir très souple avec code tactile.	<b>BD Microfine+ (Collecteur possible)</b> 4 x 0,23 5 x 0,25 8 x 0,25 12,7 x 0,33  <b>NOVOfine</b> 6 x 0,25 8 x 0,30 12 x 0,36  <b>Omnican</b> Mini 8 x 0,30 Fine 12 x 0,33  <b>Unifine</b> 6 x 0,25 8 x 0,25 12 x 0,33  <b>Penfines "Click"</b> 4,5 x 0,25 6 x 0,25 8 x 0,25 10 x 0,33 12 x 0,33  <b>Insupen</b> 4 x 0,23 6 x 0,23 8 x 0,23 6 x 0,25 8 x 0,25 12 x 0,33
	<b>INNOLET</b> Insulatard Levemir	1 en 1 jusqu'à 50 unités	Sélection de la dose à la manière d'un minuteur Clics de sélection de dose audibles. Bouton poussoir souple et aisé Bonne prise en main, pratique pour personnes âgées	
<b>LILLY</b> N° Vert : 0800 00 36 36	<b>PEN</b> Umuline NPH Pen Umuline Profil 30 Pen Humalog Mix 25 Pen Humalog Mix 50 Pen  <b>KWIKPEN</b> Humalog KwikPen Humalog 25 KwikPen Humalog 50 KwikPen	1 en 1 jusqu'à 60 unités	Clics de sélection de dose audibles. Apparition d'un losange à injection complète. Remettre à la flèche, et tirer le piston avant sélection d'une nouvelle dose  KwikPen : Souplisse d'injection, petite taille	



## Les stylos pré-remplis jetables

Tableau mis à jour le 12/10/2011

[www.diamip.org](http://www.diamip.org)

Firme	Stylo choisi et insuline pré-remplie	Graduation Nb d'unité maximum	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables L x Ø (mm)
<b>SANOFI AVENTIS</b> N° Vert : 0.800.10.52.53	<b>SoloSTAR</b> Lantus Apidra	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Simple de manipulation, Clics de sélection très audibles, Bouton poussoir très souple	<u><b>Penfines "Click"</b></u>  <u><b>BD Microfine+</b></u>  <u><b>Unifine</b></u>  <u><b>Insupen</b></u>
	<b>OPTISET</b> Insuman Basal Insuman Rapid Insuman Comb 15 Insuman Comb 25 Insuman Comb 50	2 en 2 jusqu'à 40 unités		