

Stylos à insuline rechargeables

Tableau mis à jour le 20/07/2010

www.diamip.org

Firme	Stylo choisi	Graduation Nb d'unité maximum	Insulines compatibles	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables
LILLY N° Vert : 0800003636	HumaPen LUXURA HumaPen LUXURA HD	1 en 1 jusqu'à 60 unités ½ en ½ jusqu'à 30 unités	Cartouche 3ml Lilly Umuline NPH Rapide Profil 30 Humalog Humalog Mix 25 Humalog Mix 50	Facilité d'emploi, élégant et discret Grande souplesse de son piston Bonne visibilité de la dose dans la fenêtre de lecture	BD Microfine+ Aiguilles Kit Collecteur Nouveau Collecteur gratuit BD Microfine+ 4 x 0,23 5 x 0,25 8 x 0,25 12,7 x 0,33 Ypsomed Penfines "click" 6 x 0,26 8 x 0,26 10 x 0,33 12 x 0,33 Novofine 6 x 0,25 8 x 0,30 12 x 0,36 Omnican Mini 8 x 0,25 Fine 6 x 0,25 Fine 12 x 0,33 Unifine <u>6 x 0,25</u> <u>8 x 0,25</u> <u>12 x 0,33</u>
NOVO-NORDISK N° Vert : 0800803070	NOVOPEN 4 (3ml) Bleu marine : 7375074 Rouge : 7231168 Vert foncé : 7375080 Bleu : 7231174 Métal : 7231151 NOVOPEN Junior (3ml)	1 en 1 jusqu'à 70 unités ½ en ½	Cartouche 3 ml (Novo Penfill) LEVEMIR Insulatard NPH Actrapid NovoRapid NovoMix 30	Bonne visibilité de la fenêtre de lecture Clics de sélection de dose audibles Bouton injecteur souple et aisé Possibilité d'utiliser le Pen Mate (cache aiguille, disponible auprès du médecin)	Novofine 6 x 0,25 8 x 0,30 12 x 0,36 Omnican Mini 8 x 0,25 Fine 6 x 0,25 Fine 12 x 0,33 Unifine <u>6 x 0,25</u> <u>8 x 0,25</u> <u>12 x 0,33</u>
				Clics de sélection de dose audibles Mémorisation du nombre d'heures écoulées depuis la dernière injection et du nombre d'unités injectées	
SANOVI AVENTIS N° Vert : 0800 10 52 53	ClikSTAR	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Cartouche ClikSTAR 3 ml LANTUS 3ml APIDRA	Ne pas mélanger la Lantus à une autre insuline – risque de précipitation Bouton d'injection souple Possibilité de différencier les insulines de manière tactile par toucher du piston (utile pour malvoyant).	BD Microfine+ Ypsomed Penfine Click