



Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le

16/04/2019

Laboratoire	Lecteur	Bandelette ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation du lecteur Altitude (m)	Temps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µL)	Logiciel	Autopiqueur	Lancettes (diamètre)
ABBOTT Diabetes Care N° Vert 0 800 101 156	Freestyle Optium Néo Mesure de la glycémie et la cétonémie	Freestyle Optium (mesure glycémie) 100 / boîte Freestyle Optium β cétone 10 / boîte (35€1)		15 à 40° 18 à 30°	5 10	0,6 µL 1,5 µL	OUI		Free Style Papillon Lancets (boîte de 200) 28G
	Free Style Papillon (!) InsuLinx Ecran tactile + aide adaptation dose	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	500 HD +	4 à 40°C 3048m	4	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Easy Touch	
	Free Style Papillon (!) Vision	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	400 HD +	4 à 40°C 3048m	4	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Easy Touch	
	Free Style Libre (!) 1 capteur (14 jours)	Freestyle Optium (mesure glycémie) 100 / boîte Freestyle Optium β cétone 10 / boîte (35€1)	400 HD + historique des taux de glucose / Flèche de tendance	10 à 45°C 3048m	4	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	3 scans par jour	
> prescription diabétologique initiale, prise en charge pour patients type 1/2 traités par pompe ou au - 3 injections d'insuline par jour > Voir arrêté du 4 mai 2017 (publié JO du 5 mai 2017)									
AXIMED 33 (0) 4 72 16 01 01	Autosense Autosense voice lecteur sde glycémie parlant (no coding)	autosense bdlet 50 / boîte	500 HD	10 à 40°C	5	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI		
ASCENSIA N° Vert : 0 800 34 22 38	CONTOUR PLUS	CONTOUR PLUS 100 / boîte	500 HD+	5 à 45°C + de 6000m	5	Capillarité 0,6µL possibilité rajout de sang pendant 30s	OUI	Microlet NEXT (sites alternatifs)	Microlet lancets 200 / boîte (0,62mm)
	CONTOUR NEXT ONE	CONTOUR NEXT 50 / boîte	800 HD+	5 à 45°C	5	Capillarité 0,6µL	OUI		
	CONTOUR XT	CONTOUR NEXT 50 / boîte	480 HD+	5 à 45°C + de 6000m	5	Capillarité 0,6µL	OUI		
DINNO-SANTE N° Vert 0 800 697 598	Dino PAM 2.0 : Pour primo équipement lecteur + Tensiomètre poignet (microlife)	Care Sens N							Lancettes Vitrex 200 / boîte - très fines (30G) - extra fines (32G)
	Dino Lecteur S+ :	- 1 lecteur Care Sens N - 1 housse - 1 carte service + pour prêt gratuit tensiomètre ou second lecteur	250 HD+	10 à 40°	5s	Aspiration / Capillarité 0,5 µL	Oui	Vitrex compact	
	DINO Tandem : Contient 2 lecteurs	- 1 lecteur Care Sens N - 1 lecteur Care Sens N Pop - 2 autopiqueurs - 2 housses							
EVOLU PHARM 0820207014	One code Vocal	No coding Test parlant				Aspiration / Capillarité 0,5 µL	Oui	Oui	



Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le

16/04/2019

Laboratoire	Lecteur	Bandelette ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation du lecteur Altitude (m)	Temps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µl)	Logiciel	Autopiqueur	Lancettes (diamètre)
LIFESCAN N° Vert : 0 800 459 459	One Touch Verio avec application mobile OneTouch Reveal	One Touch Verio 100 / boîte	500 Mémoires horodatées	6 à 44°C 3048m	5	Aspiration / capillarité 0,4µL	OUI	One Touch Delica	Delica 200 / boîte (0,32mm)
	One Touch Verio IQ avec application mobile OneTouch Reveal								
	One Touch Verio Flex avec application mobile OneTouch Reveal								
	One Touch Select Plus avec application mobile OneTouch Reveal	One Touch Select Plus 100 / boîte							
	One Touch Verio Reflect avec application mobile OneTouch Reveal et f° coach de glycémie	One Touch Verio 100 / boîte	750 Mémoires horodatées						
MENARINI N° Vert : 0 800 102 602	Glucifix Tech avec application mobile GlucoLog Lite et GlucoLog Mobile	Glucifix ID Sensor 50 / boîte	730 HD +	5 à 45°C (mesures optimales 10 à 40°)	5s	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI	Glucoject Dual (sites alternatifs)	Lancettes éjectables GlucoJect Lancets 200 / boîte (0,315mm)
ROCHE N° Vert 0 800 272 693	Accu-check Mobile (calibration auto)	Cassette intégrée pour 50 tests	2000 HD+	10 à 40°C 4000m	5	Capillarité 0,3µL	OUI	ACCU-CHECK FASTCLIX (sites alternatifs) 6 lancettes intégrées dans un barillet	Barrillet FASTCLIX 204 / boîte (0,30mm)
	Accu-check Guide	Accu-check Guide Flacon anti renversement	720 HD+	4 à 45°C 3094m	5	Capillarité 0,6µL large zone dépôt de sang	OUI		
	Accu-check Performa	Accu-check Performa 50 / boîte	500 HD+	6 à 44°C 7000m	5	Capillarité 0,6µL	OUI		
	Accu-check Performa Nano								
SANOFI AVENTIS N° Vert 0 800 10 52 53 (24h/24 et 7J/7)	BG Star Autosense vocal (français, allemand, anglais)	BG Star (boîte de 50 ou 100)	1865 HD+ + indicateur repas si fonction activée	10 à 40° 3045m	6	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI	Stylo BG Star	My Star Sylk feel8G Ultra mince : 33G (boîte de 50 ou 100)
	My Star Extra Estimation HbA1c	BG Star (boîte de 50 ou 100)	1865 HD+ + indicateur repas + A1c estimée	10 à 40° 3048m	6	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI		
	My Star Plus Petit et léger	BG Star (boîte de 50 ou 100)	1865 HD+	10 à 40° 3048m	5	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI		
YPSOMED N° Vert 0 800 883 058	Mylife PURA Mylife UNIO	Bandelettes autocodées (pas de réglage à faire)	500 HD+	10 à 40°C	5	Capillarité 1µL	OUI	Mylife Softlance (sites alternatifs)	Mylife Lancets (boîte de 200)

(!) Information concernant les lecteurs de glycémie ne devant pas être utilisés chez les patients en dialyse péritonéale avec Extraneal®

[Voir recommandations de l'Afsaps](#)