



Logiciels & spécificités de quelques lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le
12/05/2016

Laboratoire	Lecteur	Spécificités	Logiciels	
			Nom	Prix
BAYER N° Vert : 0800342238	CONTOUR NEXT (no coding)	Pas de codage réapplication de sang possible pendant 30s intervalle cible= valeurs limites hautes et basses personnalisables. Messages textuels et visuels d'accompagnement Situe systématiquement la mesure p/r repas Fonction rappel Annotation possible des résultats Moyenne sur 7/14/30/90 jours	Glucofacts R	Téléchargeable sur www.bayerglucofacts.com Câble disponible gratuitement sur appel n° vert
	CONTOUR USB (no coding)	Se charge sur secteur (câble fourni) Ecran large lumineux intervalle cible pour glycémie ajeun pré&post P Alarme haute/basse Marqueurs repas (pré-post prandiaux) Fonction rappel réglable sonore pour glycémie post P Moyenne sur 7/14/30/90 jours fonction journal : possibilité de rentrer Qté de glucides,doses insuline... Fente d'insertion bandelettes éclairée Indicateur batterie faible	Logiciel intégré (le lecteur fait clé USB)	
LIFESCAN N° Vert : 0800459459 24h/24 – 7J/7	One Touch Verio IQ (no coding)	Echantillon de sang sur l'un ou l'autre coté de la bandelette Ecran retro éclairé Eclairage fente insertion de la bandelette possibilité identification glycémie à jeun, avant, après repas et au coucher Possibilité activation fonction alerte en cas tendance hypo ou hyper* Ecran en couleur se recharge sur secteur (cable fourni)	Logiciel One Touch Verio	Logiciel gratuit téléchargeable sur www.lifescan.fr 26 € pour le câble (disponible au n° vert), Câble gratuit pour les lecteurs Verio Pas de Piles Carnet fournis par le labo Un autopiqueur gratuit tous les ans sans ordonnances appel N° Vert 0800459459
	One Touch Verio Flex avec application mobile OneTouch Reveal (no coding)	Echantillon de sang sur l'un ou l'autre coté de la bandelette Ecran retro éclairé Eclairage fente insertion de la bandelette possibilité identification glycémie à jeun, avant, après repas et au coucher Possibilité activation fonction alerte en cas tendance hypo ou hyper* Ecran en couleur Piles	OneTouch Reveal téléchargeable sur apple store et Google Play	Un autopiqueur gratuit tous les ans sans ordonnances appel N° Vert 0800459459
	One Touch Verio (no coding)	Echantillon de sang sur l'un ou l'autre coté de la bandelette Ecran retro éclairé Eclairage fente insertion de la bandelette possibilité identification glycémie à jeun, avant, après repas et au coucher Possibilité activation fonction alerte en cas tendance hypo ou hyper* Ecran en couleur Piles	Logiciel One Touch Verio	Logiciel gratuit téléchargeable sur www.lifescan.fr 26 € pour le câble (disponible au n° vert), Câble gratuit pour les lecteurs Verio Piles et carnet fournis par le labo Un autopiqueur gratuit tous les ans sans ordonnances appel N° Vert 0800459459



Logiciels & spécificités de quelques lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le
12/05/2016

Laboratoire	Lecteur	Spécificités	Logiciels	
			Nom	Prix
ABBOTT MEDISENSE N° Vert : 0800101156	Freestyle Optium Neo	Pas de calibration Bandelettes emballées individuellement Site alternatif possible Lecture cétonémie possibilité de déposer une 2ème goutte sur la même bandelette (3 mn)	Copilote	Logiciel gratuit disponible au n° vert Câble USB 35€ Piles CR2032 fournies par le labo (appel N° Vert)
	Free Style Papillon Vision (no coding)	Pas de calibration Site alternatif possible Plus petite goutte de sang nécessaire		
	Free Style Papillon InsuLinx (no coding)	Pas de calibration Ecran rétro éclairé et tactile calculateur d'insuline rapide (pour ITF)	Port USB	Gratuit Câble USB fourni dans la boîte du lecteur
ROCHE N° Vert : 0800272693	Accu-Check Mobile	Calibration automatique Autopiqueur Fastclix intégré (embase site alternatif disponible sur appel) Moyenne sur 7/14/30/90 jours 7 alarmes de rappel personnalisables Site alternatif possible	Transfert des données et des rapports par câble USB fourni Piles fournies par le labo (appel N° Vert)	
	Accu-Check Performa	Dépôt facilité et visible, possibilité d'ajout de sang bandelette assez grosse, facile d'utilisation, Détection auto des bandelettes périmées pré-réglage de la date/heure Site alternatif possible	Accu-CHEK 360° Connexion informatique par infra rouge	35 € logiciel disponible n° Vert ou sur le site
	Accu-Check Performa Nano	Pas de calibration Ecran rétro éclairé et tactile calculateur d'insuline rapide (pour ITF)	Accu-CHEK Smart Pix transfert par infrarouge des données des lecteurs par clé usb impression et transfert des rapports de glycémie par email	29,90 € à commander sur www.accu-check.fr ou n° Vert
MENARINI N° Vert : 0800102602	Glucofix Tech avec application mobile GlucoLog Lite et GlucoLog Mobile	Détection sous remplissage Sites alternatifs sans calibration	GlucoLog Lite et GlucoLog Mobile	
	Glucofix ID	Détection sous remplissage Sites alternatifs sans calibration	Gluco Log Disponible au N° Vert ou sur le site internet www.menariniagnostics.com Câble de transfert : 35,76€ HT	
	Glucofix Premium	Possibilité de marquage des glycémies pré&post P grand écran LCD sans calibration bouton d'éjection des bandelettes possibilité recherche cétonémie (bandelettes actuellement non commercialisées, en attente de remboursement)		



Logiciels & spécificités de quelques lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le
12/05/2016

Laboratoire	Lecteur	Spécificités	Logiciels	
			Nom	Prix
DINNO-SANTE N° Vert : 0800697598	Care Sens N dans Kit PAM 2.0	Pas de calibration Ecran large Moyenne sur 14 jours Renouvellement possible avec lecteur service + Prêt gratuit du Tensiomètre poignet	Logiciel gratuit à demander au n° vert	
YPSOMED 0158702000 Déléguée 0760373553	Unio PURA	Autocodage : la bandelette effectue le codage Ecran rétro éclairé	Port USB	Disponible et entièrement gratuit sur appel
EVOLUPHARM N° Vert : 0820207014	One Code Vocal Evolution	Ref 340 108 131 12 19 no coding dans les pharmacie Evolupharm Lecteur New Test parlant	Telechargeable	Câble USB fourni dans les Kits
AXIMED 0472160101	Autosens	No coding ergonomique		
	Senso Card Plus	Lecteur parlant moyennes sur 7, 14 et 28 jours	Kit PC en option (sur demande)	30€60
SANOFI AVENTIS 0800105253	BG STAR	Fonction alerte en cas hypo ou hyperglycémie 7 alarmes programmables calcul et visualisation graphique des moyennes avant et après repas et des moyennes des 14, 30 et 90 derniers jours indicateur de l'atteinte des objectifs glycémiques ☐😊	iBG Star® diabetes manager telechargeable	
	IBG STAR	Propose l'application iBG Star diabetes manager sur iPhone ou iPod : Interface intuitive Telechargement automatique des résultats de glycémie Transmission résultats à un professionnel de santé possibilité ajout commentaires pour expliquer résultats inhabituels Graphiques de tendances Carnet de suivi glycémique statistiques Alertes hypo / hyper avec code couleur à l'affichage		
	MySTAR Extra	No coding Indicateurs avant et après repas A1C estimée		